

ZEST ANCHORS PRICE LIST & PRODUCT CODES

(HEX) denotes externally-hexed implant.

販売価格： 1本	\$161.00
----------	----------

= LOCATOR IMPLANT ATTACHMENT PRODUCT CODES =

メーカー 及び 商品名	ティシュー高 サイズ 及び 商品番号									
ASTRA TECH	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
3.5, ST (M2.0 thread)		8636 (0.81 mm)		8637	8638	8639	8640			
4.0, ST (M2.0 thread)		8656 (0.5 mm)		8657	8658	8659	8660			
4.5, 5.0, ST (M2.0 thread)(Lilac)		8686 (0.5 mm)		8687	8688	8689	8690			
3.5/4.0 (M1.6 thread) (Aqua)			8115	8116	8117	8118	8119			

BICON	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
2.0 POST			8746	8747	8748	8749	8750			
3.0 POST			8930	8931	8932	8933	8934			

BIO-HORIZON	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
EXTERNAL 3.5 (yellow) (HEX)			8531 (1.25 mm)	8532	8533	8534	8535			
EXTERNAL 4.0 (green) (HEX)			8541	8542	8543	8544	8545			
EXTERNAL 5.0 (blue) (HEX)			8551 (1.5 mm)	8552 (2.5 mm)	8553 (3.5 mm)	8554 (4.5 mm)	8555 (5.5 mm)			
INTERNAL 3.0			1927	1928	1929	1930				
INTERNAL 3.5 (yellow) (Internal)	8661		8662	8663 (2.5 mm)	8664 (3.5 mm)	8665 (4.5 mm)	8625 (5.5 mm)	8626 (6.5 mm)		
INTERNAL 4.5 (green) (Internal)	8671		8672	8673	8674	8675	8627	8628		
INTERNAL 5.7 (blue) (Internal)			8190	8191	8192	8193	8194	8195		

BIOMET 3i	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
3.4 MICROMINIPLANT (HEX)			8441	8442	8443	8444	8445	8446		
3.75 MINIPLANT (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
4.0 CYLINDRICAL (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
3i 5.0 (HEX)		8820 (0.6 mm)		8821	8822	8823	8824			
TG			8621	8622	8623	8624				
他の商品をご希望の方は、Biomet 3iからのお取り寄せとなります。										

CAMLOG	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
Locator Abutment 3.3 GH			840-6884	840-6885	840-9661	840-6886	840-6887	840-6889		
Locator Abutment 3.8 GH			840-5264	840-7983	840-5279	840-7805	840-5577	840-8152		
Locator Abutment 4.3 GH			840-5280	840-9456	840-7875	840-5281	840-5282	840-5550		
Locator Abutment 5.0 GH			840-8388	840-5283	840-5265	840-5397	840-5266	840-5267		
Locator Abutment 6.0 GH				840-7386	840-5269	840-8032	840-9732	840-5270		

DENTSPLY FRIADENT	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
FRIALIT-2 & XIVE 3.4			8805	8806	8807	8808	8809			
FRIALIT-2 & XIVE 3.8			8810	8811	8812	8813	8814			
FRIALIT-2 & XIVE 4.5			8815	8816	8817	8818	8819			
FRIALIT 2- & XIVE 5.5			8139 (1.3 mm)	8140	8141	8142	8143			
ANKYLOS PLUS			8064 (1.65 mm)		8065	8066	8067	8068		
ANKYLOS C/X				1729	1730	1731	1732	1733		

IMTEC CORPORATION	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
SELF TAPPING 3.75 (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
UNIVERSAL 3.4, 4.0 (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
MINI 3.3 (HEX)		8856 (0.91 mm)		8857	8858	8859	8860			
3.5, 4.3 ENDURE		8994 (0.63 mm)		8995	8996	8997	8998			

KYOCERA	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
4.2 POI		8716 (0.35 mm)	8717	8718	8719	8720	8721			

NEOSS LIMITED	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
4.0			8451	8452	8453	8454	8455	8456		

NOBEL BIOCARE	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
NOBELACTIVE (NP) 3.5			1401	1402	1403	1404	1405	1406		
NOBELACTIVE (RP) 4.3/5.0			1411	1412	1413	1414	1415	1416		
SELECT, REPLACE 3.5 (Purple) (Tri Lobe)	8756		8757	8758	8759	8760	8734	8735		
SELECT, REPLACE 4.3 (Gold) (Tri Lobe)	8761		8762	8763	8764	8765	8753	8754		
SELECT, REPLACE 5.0 (Blue) (Tri Lobe)			8766	8767	8768	8769	8770			
NOBEL SPEEDY REPLACE (GROOVY) 4.0	8761		8762	8763	8764	8765	8753	8754		
BRANEMARK 3.3 (NP)(HEX)		8105		8106	8107	8108	8109			
BRANEMARK 3.75, 4.0, 5.0 (RP)(HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
BRANEMARK 5.0 (WP) (HEX)			8825 (1.1 mm)	8826	8827	8828	8829			
NOBEL SPEEDY (EXT HEX) (GROOVY) 4.0		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
NOBEL SPEEDY (EXT HEX) (GROOVY) 3.5		8105		8106	8107	8108	8109			
REPLACE 3.5 (HEX)			8676	8677	8678	8679	8680			
REPLACE 4.3 (HEX)			8781	8782	8783	8784	8785			
REPLACE 5.0 (HEX)			8835 (1.37 mm)	8836	8837	8838	8839			
HEX-LOCK (HL) 3.25 (HEX)			8646 (1.5 mm)	8647 (2.5 mm)	8648 (3.5 mm)	8649 (4.5 mm)	8650 (5.5 mm)			
HEX-LOCK (HL) 3.8, 4.5 (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
HEX-LOCK (HL) 5.0 (HEX)			8835 (1.37 mm)	8836	8837	8838	8839			
STERIOSS 3.8	8651		8652	8653	8654	8655				

STERNGOLD IMPLAMED	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
HEX CYLINDER 3.3, 4.0 (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
HEX SCREW 3.75, 4.0, 5.0 (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		

SYBRON IMPLANT SOLUTIONS	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
4.1 ENDOPORE (.7mm HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
3.25 ENTEGRA (.7mm HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
4.0 ENTEGRA (.7mm HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
3.5 ENDOPORE (.9mm HEX)			8851	8852	8853	8854	8855			
3.25 ENTEGRA (.9mm HEX)			8851	8852	8853	8854	8855			
4.7 ENTEGRA (.9mm HEX)			8691 (1.35 mm)	8692	8693	8694	8695			
5.0 ENDOPORE (.9mm HEX)			8691 (1.35 mm)	8692	8693	8694	8695			
4.1, 5.0 ENDOPORE One-Stage		8950		8951	8952	8953	8954	8955		
4.1 ENDOPORE (Internal Hex Connection)	8145		8146	8147	8148	8149	8150			
5.0 ENDOPORE (Internal Hex Connection)			8164	8165	8166	8167	8168	8169		
3.25 / 3.3 PITT-EASY			8311	8312	8313	8314	8315	8316		
3.75 / 3.8 PITT-EASY			8321	8322	8323	8324	8325	8326		
4.0 / 4.1 PITT-EASY			8331	8332	8333	8334	8335	8336		
4.9 PITT-EASY			8341	8342	8343	8344	8345	8346		
3.5 PRO SERIES (XRT BONE LEVEL)			1631	1632	1633	1634	1635	1636		
4.1 PRO SERIES (XRT BONE LEVEL)			1637	1638	1639	1640	1641	1642		
4.8 PRO SERIES (XRT BONE LEVEL)		8950		8951	8952	8953	8954	8955		
4.1 / 4.8 PRO SERIES (TL TISSUE LEVEL)		8950		8951	8952	8953	8954	8955		
3.5 SYBRON HEX PLUS		8105		8106	8107	8108	8109			
4.1 SYBRON HEX PLUS		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
5.1 SYBRON HEX PLUS (WP)			8825 (1.1 mm)	8826	8827	8828	8829			

ZIMMER - CALCITEK	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
INTEGRAL 3.25 SD	8611		8612	8613	8614	8615				
INTEGRAL 4.0	8651		8652	8653	8654	8655				
OMNILOC 3.25	8611		8612	8613	8614	8615				
OMNILOC 4.0	8666		8667	8668	8669	8670				
SPLINE 3.25			8701	8702	8703	8704	8705			
SPLINE 3.75, 4.0			8711	8712	8713	8714	8715	8697	8698	8699
SPLINE 5.0		8736 (0.86 mm)		8737	8738	8739	8740			
SWEDE-VENT 4.0 (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
SWEDE-VENT TL (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
TAPERLOCK (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		
THREADLOCK 4.0 (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696		

ZIMMER - PARAGON	0 mm	0.73 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0mm
3.5mm DIAMETER COLLAR: SCREW-VENT 3.3, 3.7, 4.1	8661		8662	8663 (2.5 mm)	8664 (3.5 mm)	8665 (4.5 mm)	8625 (5.5 mm)	8626 (6.5 mm)		
4.5mm DIAMETER COLLAR: SCREW-VENT 4.7	8671		8672	8673	8674	8675	8627	8628		
5.5mm DIAMETER COLLAR: SCREW-VENT 5.7			8180	8181	8182	8183	8184	8185		
SWISSPLUS 3.8		8935 (0.75 mm)		8936	8937	8938				
SWISSPLUS 4.8			8939 (1.29 mm)	8940	8941	8942				
ADVENT 4.5		8841 (0.71 mm)		8842	8843	8844	8845	8846		

Straumann Locator Abutments - WN, RN, NC, RC

IMPLANT DESCRIPTION	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	Price
Hybrid Dentures - Wide Neck 6.5mm * Straumann Standard, Standard Plus & Tapered Effect Implants with 6.5mm Wide Neck	048.183	048.184	048.185	048.186	048.187	x	\$200.00
Hybrid Dentures - Regular Neck 4.8mm * Straumann Standard, Standard Plus & Tapered Effect Implants with 4.8mm Regular Neck	048.175	048.176	048.177	048.178	048.179	048.180	\$200.00
Hybrid Dentures - Narrow CrossFit Connection * Straumann Bone Level Implants 3.3mm Narrow CrossFit トルクレンチ、35Ncmに合わせてご使用ください。	022.2502	022.2503	022.2504	022.2505	022.2506	022.2507	\$200.00
Hybrid Dentures - Regular CrossFit Connection * Straumann Bone Level Implants 4.1mm & 4.8mm, Regular CrossFit. トルクレンチ、35Ncmに合わせてご使用ください。	022.4501	022.4502	022.4503	022.4504	022.4505	022.4506	\$200.00

Locator parts & tools

Image	商品		料金
	商品番号	商品内容	
	9530	アングル メジャー ガイド アングルの度合いを測る場合は、ロケータ-パラレルポスト(8517)もしくは、アラインメント ピン(9531)の背面にある、アングル メジャー ガイドを補綴物の挿入口にレベルを合わせてご使用ください。	US\$41.00
	8517	ロケータ-パラレル ポスト (4個) LDPE(ブラック)、ロケータ-パラレルポストは、フィメ-ルを配置する為のハンドルや複数のアタッチメントを視覚的に並列配置するために使用することができます。	US\$33.00
	8913	ロケータ-インサート ドライバー 23mm (ラッチタイプコネクション用) 長さ23mm。このドライバーは、直接ラッチタイプコネクショントルクレンチからロケータ-インプラントアパットメントに利用でき、直接ロケータ-アパットメントの締め付けにも利用出来ます。 対象メーカー: Biomet 3i, Nobel Biocare	US\$79.00
	8914	ロケータ-インサート ドライバー 29mm (ラッチタイプコネクション用) 長さ29mm。このドライバーは、直接ラッチタイプコネクショントルクレンチからロケータ-インプラントアパットメントに利用でき、直接ロケータ-アパットメントの締め付けにも利用出来ます。 対象メーカー: Biomet 3i, Nobel Biocare	US\$79.00
	8926	ロケータ-トルクレンチドライバー 15mm (スクエアドライバーコネクション用) 長さ:15mm このドライバーはスクエアドライブ コネクション トルクレンチからロケータ-インプラントアパットメントへの使用や直接ロケータ-インプラントアパットメントの引き締めを可能にします。 (注:ロケータ-インプラントアパットメントのネジ緩みを防止するのに最適なシーティング力は30NCMで、最低でも20 NCMのトルク値が必要です)。 対応メーカー: Zest Anchors, Astra Tech, Bio-Horizon, Lifecore, Sybron-Innova, and Zimmer.	US\$79.00
	8927	ロケータ-トルクレンチドライバー 21mm (スクエアドライバーコネクション用) 長さ:21mm このドライバーはスクエアドライブ コネクション トルクレンチからロケータ-インプラントアパットメントへの使用や直接ロケータ-インプラントアパットメントの引き締めを可能にします。 (注:最適なシーティング力は、ロケータ-インプラントアパットメントのネジ緩みを防止するには30NCMで、最低でも20 NCMのトルク値が必要です)。 対応メーカー: Zest Anchors, Astra Tech, Bio-Horizon, Lifecore, Sybron-Innova, and Zimmer.	US\$79.00
	8393	ロケータ-コア ツール 付属品: 1. メ-ル リムーバブルツール、 2. メ-ル シーティング、 3. ゴールドプレイティッド インプラント アパットメント ドライバー 商品説明: アパットメント施術のために必要なツールです。	US\$124.00
	8397	ロケータ-メ-ル ツール メ-ル リムーバブル ツールは、メ-ル義歯キャップからナイロン メ-ルを取り外す際に使用します。 リムーバブル ツールの鋭い円形状の端がプラスチック メ-ルの一番下にしっかりと差し込まれている事を確認してください。これにより、プラスチック メ-ルと固定され、角度を付けて引く事によりメ-ル ハウジングから取り外す事が出来ます。 ご使用前に、反時計周りに3回転して緩めてください(メ-ル シーティング ツールとの間に隙間が出来ます)。コア ツールのチップからナイロン メ-ルを外す方法: ツールを下に向けて、チップが人に向いていない事を確認し、コア ツールに戻る様にメ-ル リムーバブル ツールを時計回りに回してください。 これにより、リムーバブル ピンが作動し、ナイロン メ-ルをチップから取り外せます。	US\$57.00
	8260	ロケータ- 35NCM トルク レンチ インサート ドライバー(15mm)	US\$79.00
	8280	ロケータ- 35NCM トルク レンチ インサート ドライバー(21mm)	US\$79.00
	9020	インプラント アタッチメント用 ロケータ-トルクレンチ (30NCM) 30NCM トルク レンチ、15mm ロケータ- インサートドライバー(スクエア ドライブ コネクション) & サム ノブ レンチ	US\$297.00
	4391	インプラント アタッチメント用 ロケータ-トルクレンチ (20NCM) 20NCM トルク レンチ、15mm ロケータ- インサートドライバー(スクエア ドライブ コネクション) & サム ノブ レンチ	US\$297.00
	8530	ロケータ- フィ-メ-ル アナログ (4mm) (4個) アルミ製ロケータ- フィ-メ-ル インプラント アナログ(4mm)	US\$104.00

	8530-20	ロケータ フィーメイル アナログ (4mm) (20個) アルミ製ロケータ フィーメイル インプラント アナログ(4mm)	US\$397.00
	8516	ロケータ フィーメイル アナログ (5mm) (4個) アルミ製ロケータ フィーメイル インプラント アナログ(5mm) 対象: Straumann Implant System 又は5mm のインプラント。	US\$104.00
	8516-20	ロケータ フィーメイル アナログ (5mm) (20個) アルミ製ロケータ フィーメイル インプラント アナログ(5mm) 対象: Straumann Implant System 又は5mm のインプラント。	US\$397.00
	8505	ロケータ インプレッション コーピング (4個) ブラック ロケータ LDPEメイル(高さ 6.1mm)付きアルミニウム、ハウジング。 ロケータ インプレッション コーピングは、トレーの中に入っているインプレッション素材と一緒に簡単に取れる様にデザインされています。 既存の義歯で限られたスペースの裏装インプレッションをする際は、ブラック プロセッシング メイル付きのロケータ デンチャー キャップをご使用ください。 こちらのパーツも必要になります: ロケータ ルート、アナログ 直径 5mm (8516) もしくは、ロケータ インプラント アナログ 直径 4mm (8530)	US\$104.00
	8505-20	ロケータ インプレッション コーピング (20個) ブラック ロケータ LDPEメイル(高さ 6.1mm)付きアルミニウム、ハウジング。 ロケータ インプレッション コーピングは、トレーの中に入っているインプレッション素材と一緒に簡単に取れる様にデザインされています。 既存の義歯で限られたスペースの裏装インプレッションをする際は、ブラック プロセッシング メイル付きのロケータ デンチャー キャップをご使用ください。 こちらのパーツも必要になります: ロケータ ルート、アナログ 直径 5mm (8516) もしくは、ロケータ インプラント アナログ 直径 4mm (8530)	US\$397.00
	8514	ロケータ ホワイト ブロックアウト スペース(20個) 白いブロックアウトのスペースは、ロケータルートまたはインプラントアパットメントの上に設置することにより、アパットメントを囲む領域を遮断することができます。	US\$33.00
	8515	ロケータ ブラック プロセッシング リプレースメント メイル(4個) ロケータ義歯キャップ(8519)またはロケータ インプレッション(8505)と組み合わせて使用する交換用ブラックLDPE(低密度ポリエチレンメイル)。	US\$36.00
	8515-20	ロケータ ブラック プロセッシング リプレースメント メイル(20個)	US\$140.00
	8558	ロケータ リプレースメント メイル 0リテンション (グレー)(4個) リテンション: 0 lbs(0g)	US\$36.00
	8558-20	ロケータ リプレースメント メイル 0リテンション (グレー)(20個)	US\$140.00
	8548	ロケータ エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メイル(レッド) (4個) アングル リテンション10-20度 リテンション:0.5-1.5lbs(226-680g)	US\$36.00
	8548-20	ロケータ エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メイル(レッド) (20個) アングル リテンション10-20度 リテンション:0.5-1.5lbs(226-680g)	US\$140.00
	8915	ロケータ エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メイル(オレンジ)(4個) アングル リテンション10-20度 リテンション:2.5lbs(907g)	US\$36.00
	8915-20	ロケータ エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メイル(オレンジ)(20個)	US\$140.00
	8547	ロケータ エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メイル(グリーン)(4個) アングル リテンション10-20度 リテンション:3-4lbs(1361-1814g)	US\$36.00
	8547-20	ロケータ エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メイル(グリーン)(20個) アングル リテンション10-20度 リテンション:3-4lbs(1361-1814g)	US\$140.00

	8529	ロケーター エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メール(ブルー)(4個) デュアル リテンション アングル:0-10度 リテンション: 1.5lbs (680g)	US\$36.00
	8529-20	ロケーター エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メール(ブルー)(20個) デュアル リテンション アングル:0-10度 リテンション: 1.5lbs (680g)	US\$140.00
	8527	ロケーター エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メール(ピンク)(4個) デュアル リテンション アングル:0-10度 リテンション: 3.0lbs (1361g)	US\$36.00
	8527-20	ロケーター エクストラライト リテンション イクステンド レンジ リプレースメント メール(ピンク)(20個) デュアル リテンション アングル:0-10度 リテンション: 3.0lbs (1361g)	US\$140.00
	8524	ロケーター リプレースメント メール (クリアー)(4個) デュアル リテンション アングル:0-10度 リテンション: 5.0lbs (2268g)	US\$36.00
	8524-20	ロケーター リプレースメント メール (クリアー)(20個) デュアル リテンション アングル:0-10度 リテンション: 5.0lbs (2268g)	US\$140.00
	8519-2	ロケーター メール プロセッシング パッケージ(2セット) / Dual Retention 0-10度 内容: ブラック プロセッシング メールを含む デンチャーキャップ x 2、ホワイト ブロックアウト スペーサー x 2、クリアー メール(5lbs) x 2、ピンク メール(3lbs) x 2、ブルー メール(1.5lbs) x 2	US\$98.00
	8519-10	ロケーター メール プロセッシング パッケージ (10セット) / Dual Retention 0-10度 内容: ブラック プロセッシング メールを含むデンチャーキャップ x 10、ホワイト ブロックアウト スペーサー x 10、クリアー メール(5lbs) x 10、ピンク メール(3lbs) x 10、ブルー メール(1.5lbs) x 10、	US\$369.00
	8540-2	ロケーター イクステンド レンジ メール プロセッシング パッケージ(2個) / Angle Retention 10-20度 内容: ブラック プロセッシング メールを含むデンチャーキャップ x 2、ホワイト ブロックアウト スペーサー x 2、グリーン メール(3-4lbs) x 2、オレンジ メール(2lbs) x 2、レッド メール(0.5-1.5lbs) x 2	US\$98.00
	8540-10	ロケーター イクステンド レンジ メール プロセッシング パッケージ(10個) / Angle Retention 10-20度 内容: ブラック プロセッシング メールを含むデンチャーキャップ x 10、ホワイト ブロックアウト スペーサー x 10、グリーン メール(3-4lbs) x 10、オレンジ メール(2lbs) x 10、レッド メール(0.5-1.5lbs) x 10	US\$369.00

歯科モール・ドットコム ロケーター用 注文用紙

ご注文は初めてですか？	<input type="checkbox"/> はい、初めてです。 <input type="checkbox"/> いいえ、過去に注文したことがあります。	注文日	年	月	日
-------------	---	-----	---	---	---

歯科医院名	顧客番号
ふりがな (ローマ字)	
歯科医師名	

商品番号	商品名	単価 \$	数量	合計 \$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
		合計金額	\$	

発送方法	<input type="checkbox"/> 在庫があるものから発送 <input type="checkbox"/> すべて揃ってから一括発送 <input type="checkbox"/> 別の注文と同梱発送 (*)
------	---

カード情報	<input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> AMEX <input type="checkbox"/> DINERS-MASTER
	カード番号: _____
	カード名義: _____
	有効期限: _____ / _____ (月 / 年)
	セキュリティコード: _____ ※カード裏面のご署名欄の上部 (AMEXは表面右側)の末尾3桁または4桁の数字

お客様情報	住所: 〒 _____
	電話番号: _____ FAX: _____
	E-mail: _____

メモ欄
* 別途WEBサイトにてご注文をされ、同梱発送をご希望の方はオーダー番号をご記入ください。尚、数量により分割発送になる場合がございます。

※初めてのお客様は、この用紙と一緒に、歯科医師免許のコピーも送信してください。

FAX: 001-010-1-949-222-2229